



ETERIA ДЕНТ
ЦЕНТАР ЗА ДЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ



НОВ МЕТОД ВО РАНАТА ДЕТЕКЦИЈА НА ОРАЛНИТЕ МУКОЗНИ ПРОМЕНИ

Бруно Николовски


Ана Миновска

Вера Радојкова Николовска

Мирјана Поповска

VELscope® систем

- Безбедна сина светлина (без зрачење) минува низ епителните ткива и базалната мембрана до стромалниот колаген
- Патентираната технологија филтрира се освен флуоресценцијата на ткивата
- Здравото ткиво рефлектира назад како брилијантно зелено обојување
- Суспектното ткиво ќе ја апсорбира светлината и, не флуоресцира, појавувајќи исклучително темна, речиси црна боја



**Carcinoma-In-Situ
(CIS)**



**Клиничка манифестација
(при инспекција на дневна
светлина)**



Загуба на флуоресценција



ETERNA DENT
ЦЕНТАР ЗА ДЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ